

เครื่องยกและเคลื่อนย้าย TSURUBE รุ่น Y6 Li-Pink

ออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่มีข้อจำกัดด้านการเคลื่อนไหว ช่วยให้การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากเตียงไปยังรถเข็นหรือสถานที่อื่นๆ และสามารถใช้ในการฝึกเดินเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายสำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการเดิน หรือผู้ที่อยู่ในช่วงพักฟื้นหลังการผ่าตัด


รับน้ำหนักได้สูงสุด
120 กิโลกรัม



TSURUBE Y6 Li-Pink เพื่อยกและเคลื่อนย้าย



TSURUBE Y6 Li-Pink เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย



ล้อยเคลื่อนที่ 6 ล้อ

ติดตั้งเครื่องชั่งน้ำหนักผู้ป่วย



ข้อมูลเฉพาะผลิตภัณฑ์

ความเร็วในการยก	• ยกขึ้น 36.3 มม./วินาที • ยกลง 37.2 มม./วินาที
การชาร์จไฟ	AC 220V – 50 Hz
ความสูงในการยก	• สูงสุดจากพื้น 1,720 มม. • ยกต่ำสุดจากพื้น 360 มม.
ความสูงในการยก (กรณีติดตั้งเครื่องชั่งน้ำหนัก)	• สูงสุดจากพื้น 1,560 มม. • ต่ำสุดจากพื้น 200 มม.
ฟังก์ชันความปลอดภัย	• ปุ่มลกระดับฉุกเฉิน • สวิตช์ฉุกเฉิน(Emergency)
วัสดุของอุปกรณ์	เหล็ก

ติดต่อเรา



ขพ. 117/2568

ใบรับจดแจ้งที่ 67-2-3-2-0010230

อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

ผ้ายกผู้ป่วยรุ่น EVE/PAO



ผ้ายกผู้ป่วย รุ่น EVE

- ใช้สำหรับเคลื่อนย้ายไปที่เตียง รถเข็น อ่างอาบน้ำ เป็นต้น
- สามารถใส่และถอดออกได้ขณะผู้ป่วยนั่งบนรถเข็น



EVE Half

เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีคอและ
ลำตัวค่อนข้างแข็งแรง



EVE Full

เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีคอและ
ลำตัวค่อนข้างอ่อนแรง

EVE Half Small (EVE220)	ผู้ใช้งานที่มีส่วนสูง 135-150 ซม.
EVE Half Medium (EVE210)	ผู้ใช้งานที่มีส่วนสูง 150-190 ซม.
EVE Full Small (EVE250)	ผู้ใช้งานที่มีส่วนสูง 135-150 ซม.
EVE Full Medium (EVE240)	ผู้ใช้งานที่มีส่วนสูง 150-190 ซม.



ผ้ายกผู้ป่วย รุ่น PAO

- สามารถใส่และถอดออกได้ในขณะที่ผู้ป่วยนอนอยู่บนเตียง
- ผีระบายอากาศได้



PAO Half

เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีคอและ
ลำตัวค่อนข้างแข็งแรง



PAO Full

เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีคอและ
ลำตัวค่อนข้างอ่อนแรง

PAO Half (PAO100)	ผู้ใช้งานที่มีส่วนสูงไม่เกิน 180 ซม.
PAO Full (PAO120)	ผู้ใช้งานที่มีส่วนสูงไม่เกิน 175 ซม.
PAO Long (PAO130)	ผู้ใช้งานที่มีส่วนสูงไม่เกิน 190 ซม.

ผ้ายกผู้ป่วย รุ่น PAO Mesh Blue


- ผ้ามตาข่ายช่วยให้ในการระบายน้ำ
- สำหรับการเคลื่อนย้ายไปยังอ่างอาบน้ำ
- สายแขวนผู้ป่วยสามารถถอดออกจาก
ผ้าได้ขณะผู้ป่วยนั่งหรือเอนตัว



PAO Mesh Blue Half



PAO Mesh Blue Full



PAO Mesh Gray

ผ้ายกผู้ป่วย รุ่น PAO Mesh Gray

- ผ้ามัลักษณะเป็นตาข่ายเหมาะสำหรับการ
เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังอ่างอาบน้ำ
- รองรับบริเวณคอผู้ป่วย และสามารถใช้งาน
กับผู้ป่วยที่เจาะคอ (tracheostomy) ได้

PAO Mesh Blue Half (PAO140)	ผู้ใช้งานที่มีส่วนสูงไม่เกิน 180 ซม.
PAO Mesh Blue Full (PAO150)	ผู้ใช้งานที่มีส่วนสูงไม่เกิน 175 ซม.
PAO Mesh Gray Small (PAO350)	ผู้ใช้งานที่มีส่วนสูง 135-150 ซม.
PAO Mesh Gray Medium (PAO340)	ผู้ใช้งานที่มีส่วนสูง 159-190 ซม.

สายรัด รุ่น Harness Hybrid



- สายรัดชนิดคลุมต้นขา เหมาะสำหรับผู้ป่วยต้องการการพยุงมาก
- สายรัดรองรับกระดูกเชิงกรานเพื่อช่วยพยุงการแกว่งของขา

Size SS (HV-100)	ความยาวรอบเอว 55-65 ซม.
Size S (HV-110)	ความยาวรอบเอว 65-75 ซม.
Size M (HV-120)	ความยาวรอบเอว 75-90 ซม.
Size L (HV-130)	ความยาวรอบเอว 90-100 ซม.
Size LL (HV-140)	ความยาวรอบเอว 100-110 ซม.

สายรัด รุ่น Harness Light



- สายรัดร้อยผ่านบริเวณขาหนีบ ทำให้ใส่และถอดได้ง่าย
- สวมใส่ขณะผู้ป่วยนั่งบนรถเข็นได้
- สายรัดบริเวณขาหนีบมีฟองน้ำด้านใน

Size S (L-110)	ความยาวรอบเอว 72-86 ซม.
Size M (L-120)	ความยาวรอบเอว 86-100 ซม.
Size L (L-130)	ความยาวรอบเอว 100-114 ซม.

นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย บริษัท ไทย โมริโตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

เลขที่ 147/130 หมู่ 1 ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270 โทร: 087-1121390 หรือ 082-5506058 E-mail: Info@thaimoritoh.co.th