



ขพ. 239/2568

ใบรับจดแจ้งที่ 68-2-3-2-0001162

อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

Suspension Rehabilitation Lift

เครื่องพยุงผู้ป่วยแบบรองรับน้ำหนักร่างกายทั้งหมด



รับน้ำหนักได้สูงสุด 100 กิโลกรัม

- ที่แขวนแบบสปริงที่ปรับได้ตามแรงและการเคลื่อนไหวของผู้ป่วย
- ล้อเคลื่อนที่ขนาด 125 มม. เพื่อให้เคลื่อนที่ได้อย่างราบรื่น
- ปรับทิศทางเคลื่อนที่ของล้อทั้ง 4 ได้ในทางทิศทางตรง หมุน อิสระและหยุดทั้ง 4 ล้อ
- ราวจับปรับความสูงได้ตามความเหมาะสมของผู้ป่วย
- ปรับระดับแรงพยุงร่างกายด้วยสวิตช์ควบคุม
- ติดตั้งเครื่องชั่งน้ำหนัก เพื่อใช้วัดปริมาณน้ำหนักผู้ป่วยที่ถูกพยุง

Suspension Rehabilitation Lift: TG-800 : ฐานเครื่องกว้าง 800 มม.
(TG-800)

Suspension Rehabilitation Lift: TG-1000 : ฐานเครื่องกว้าง 1,000 มม.
(TG-1000)

ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์

ระยะการยก (ต่ำสุด-สูงสุด)	1,370-2,260 มิลลิเมตร
การชาร์จไฟ	AC 220 Volt -50Hz
ระบบความปลอดภัย	- ปุ่มลดระดับฉุกเฉิน - สวิตช์ฉุกเฉิน (EMERGENCY)
วัสดุของเครื่อง	เหล็ก

สายรัด รุ่น Harness Hybrid



- สายรัดชนิดคลุมต้นขา เหมาะสำหรับผู้ป่วยต้องการการพยุงมาก
- สายรัดรองรับกระดูกเชิงกรานเพื่อช่วยพยุงการแกว่งของขา
- สวมใส่ขณะผู้ป่วยอยู่ในท่านอน หรือทำยืนได้

Size SS (HV-100)	ความยาวรอบเอว 55-65 ซม.
Size S (HV-110)	ความยาวรอบเอว 65-75 ซม.
Size M (HV-120)	ความยาวรอบเอว 75-90 ซม.
Size L (HV-130)	ความยาวรอบเอว 90-100 ซม.
Size LL (HV-140)	ความยาวรอบเอว 100-110 ซม.

สายรัด รุ่น Harness Light



- สายรัดร้อยผ่านบริเวณขาหนีบทำให้ใส่และถอดได้ง่าย
- สวมใส่ขณะผู้ป่วยนั่งบนรถเข็นได้
- สายรัดบริเวณขาหนีบมีฟองน้ำด้านใน

Size S (L-110)	ความยาวรอบเอว 72-86 ซม.
Size M (L-120)	ความยาวรอบเอว 86-100 ซม.
Size L (L-130)	ความยาวรอบเอว 100-114 ซม.

ติดต่อเรา

