



อุปกรณ์ช่วยพยุงและรองรับน้ำหนัก ช่วยให้ผู้ใช้งานฝึกการทรงตัวและการเคลื่อนไหว รวมถึงผู้ใช้งานที่ต้องการฟื้นฟูร่างกายหลังการผ่าตัดหรือบาดเจ็บ โดยช่วยฝึกการเคลื่อนไหว อุปกรณ์นี้สามารถช่วยพยุงน้ำหนักผู้ใช้งานได้ 0-40 กิโลกรัม ทำให้ลดความเสี่ยงในการบาดเจ็บบริเวณขาและข้อเข่าในการรับน้ำหนักร่างกาย

ติดต่อเรา



อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

POPO series

Non-weight bearing type lift: popo



สายรัด (Harness) ที่ใช้งานร่วมกับเครื่องช่วยพยุงเดิน POPO

Harness Hybrid



Size SS (HV-100)	ความยาวรอบเอว 55-65 ซม.
Size S (HV-110)	ความยาวรอบเอว 65-75 ซม.
Size M (HV-120)	ความยาวรอบเอว 75-90 ซม.
Size L (HV-130)	ความยาวรอบเอว 90-100 ซม.
Size LL (HV-140)	ความยาวรอบเอว 100-110 ซม.

Harness Light



Size S (L-110)	ความยาวรอบเอว 72-86 ซม.
Size M (L-120)	ความยาวรอบเอว 86-100 ซม.
Size L (L-130)	ความยาวรอบเอว 100-114 ซม.

ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ของ POPO

น้ำหนักที่อุปกรณ์รองรับ	100 กิโลกรัม
ระยะของการยก	590-1,360 มิลลิเมตร
การชาร์จไฟ	AC 220 Volt -50Hz
ระบบความปลอดภัย	- ปุ่มลดระดับฉุกเฉิน - สวิตช์ฉุกเฉิน (EMERGENCY)
วัสดุของเครื่อง	เหล็ก
น้ำหนักของตัวเครื่อง	35 กิโลกรัม
แหล่งจ่ายไฟ (Power Supply)	แบตเตอรี่ชนิด Small sealed storage ES2.9-12.12V.2.9Ah, 2 ก้อน